


DIAGNOSTIC TOOLS



2020

PRODUKTKATALOG



strässle&co



Strässle EKG-Vakuumanlagen fungieren als moderner Mittler zwischen Patienten und EKG-Gerät. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf von EKG-Aufnahmen und sind in der modernen Arztpraxis sowie im schnelllebigen Klinikalltag nicht mehr zu entbehren.

DT100 B, DT100 C, DT100 T und die DT80 B, DT80 C, DT80 T sowie die EASY II erfüllen mit Ihren unterschiedlichen Leistungsprofilen die gesamte Palette der Anforderungen moderner EKG-Vakuumanlagen. DT100 B, DT100 C und DT100 T sind auch als Akkuversionen erhältlich.

Das Leistungsspektrum aller Anlagen umfasst Ausblasfunktion, 4-stufige Druckstufenwahl, einstellbar mit dem jeweiligen Einhand-Bedienmodul, LED-Information und selbstverständlich dem Defibrillationsschutz.

Die spezielle Regelautomatik überwacht und steuert Vakuumpumpen in modifizierter Drehschiebertchnik und sorgt für geregelten Halt auch auf schwierigen Hautverhältnissen, wie Lederhaut, sehr knöchernen oder behaarten Patienten.

Die Elektrodenleitungen verfügen über weiche und damit sehr anpassungsfähige Silikon- und Silikon-Auflagen, die im Inneren mit einer klassischen Silber-Silberchlorid-Elektrode ausgestattet sind.

Eine hochwertig durchgehende Schirmung, Oxidationsschutz und ein kontrollierter Fertigungsprozess ermöglichen präzise Übertragungen sensibler Messpotentiale und eine sichere Diagnose. Strässle EKG-Vakuumanlagen sind hochwertige medizinische Diagnosewerkzeuge und in der modernen Praxis sowie im Klinikablauf integrierter Bestandteil medizinischer und ökonomischer Investition.

Informativ: Jeder Händler oder Endverbraucher, der Produkte der Strässle & Co. Medizintechnik GmbH mit anderen Produkten zu einem System kombiniert oder zusammenbaut, unterliegt den Anforderungen des (EU) MDR 2017/745 Artikel 22!

Strässle & Co.
Medizintechnik GmbH
Primelweg 5
D-72461 Albstadt

Tel.: +49 (0)7432 22 01 86

Fax: +49 (0)7432 22 01 89

info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
DT80 T Tischversion	5
DT80 T plus	6
DT80 T mit Gerätewagen I	7
DT80 T mit Gerätewagen H	8
DT80 B Tischversion (mit und ohne Tischhalterung)	9
DT80 B plus	10
DT80 B mit Gerätewagen I	11
DT80 B mit Gerätewagen H	12
DT80 C Tischversion (mit und ohne Tischhalterung)	13
DT80 C plus	14
DT80 C mit Gerätewagen I	15
DT80 C mit Gerätewagen H	16
DT80 CL Tischversion (mit und ohne Tischhalterung)	17
DT80 CLW Wandversion	18
DT80 CL mit Gerätewagen I	19
DT80 CL mit Gerätewagen H	20
DT100 T Tischversion (mit Tischhalterung)	21
DT100 T Tischversion (ohne Tischhalterung)	22
DT100 T plus	23
DT100 T mit Gerätewagen I	24
DT100 T mit Gerätewagen H	25
DT100 B Tischversion (mit und ohne Tischhalterung)	26
DT100 B Tischversion (ohne Tischhalterung)	27
DT100 B plus	28
DT100 B mit Gerätewagen I	29
DT100 B mit Gerätewagen H	30
DT100 C Tischversion	31
DT100 C Tischversion (ohne Tischhalterung)	32
DT100 C plus	33
DT100 C mit Gerätewagen I	34
DT100 C mit Gerätewagen H	35
DT100 CL Tischversion	36
DT100 CL Tischversion (ohne Tischhalterung)	37
DT100 CLW Wandversion	38
DT100 CL mit Gerätewagen I	39
DT100 CL mit Gerätewagen H	40
EASY II	41
DT Basic und DT Basic T	42

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gerätewagen I	43
Gerätewagen H	44
Plus-Wagen	44
Montagesätze	
Montagesatz 1/2/3	45
Montagesatz 4/5/6	46
Montagesatz 7/8/9	47
Montagesatz 10/12	48
Montagesatz 13/14/15	49
Montagesatz 16/17 / Tischhalterung	50
Wandhalterungen	51
Sonderzubehör	
Elektrodendistanzhaltersatz / Saugleitungshalter B / Saugleitungshalter A&C	52
Saugleitungshalter C / Saugleitungshalter T / Gewicht für Patientenkabel T	53
Sonderzubehör für Tragarm T	
Bügel verschraubbar	54
Sicherungsbügelsatz für Klammer	54
Verbrauchsmaterial DT80/DT100/EASY/DT Basic	
Schnelldesinfektionsmittel / Elektrodenspray	55
Saugleitungen / Codierscheiben / Kennzeichner	56
Leitungen für Klebeelektroden	57
Allgemeine Geschäftsbedingungen	58

DT80 T



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

DT80 T

DT80 in Tischmodellversion zum Anklebmen an Tischen, Arbeitsplatten usw.

Eine kleine Vakuumeinheit mit teleskopierbarem Tragarm, konzipiert für die gelegentliche Anwendung in der Arztpraxis.

Hoher Bedienkomfort, Einhandbedienung und ein Tragarm mit großer Reichweite zeichnen diese Anlage aus.

Die Anlage verfügt über eine bewährte Regeltechnik in vier Druckstufen und besitzt, wie alle Strässle-Vakuumanlagen, eine Ausblasautomatik, vor und nach jeder Anwendung.

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 230 V~ 50/60 Hz; 22VA
- Vakuumbereich von 60-200 mbar
- Vierstufige Einstellung der Vakuumleistung
Druckbereichs- und Statusanzeige
- Tragarm mit integriertem Defibrillationsschutz; Schwenkbereich ca. 360°
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar
- Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm (**nur bei 4000-320 und 4000-321**)

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-320	DT80 T	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-321	DT80 T	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-350	DT80 T	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-351	DT80 T	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

DT80 Tplus



DT80 Tplus

Die DT80 T ist auch in der plus-Version als DT80 Tplus erhältlich.

Das Gehäuse mit der Vakuumpumpe ist mit einem stabilen Klettverschluss zwischen Gehäuseboden und Grundplatte verankert.

Die Funktionsanschlüsse wie Unterdruckanschluss und Bedienteil befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses.

Plus-Wagen in sehr stabiler Ausführung
Breite 38cm, Tiefe 40cm
Vier Gleitrollen feststellbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-322	DT80 Tplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-323	DT80 Tplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT80 T mit Gerätewagen I



DT80 TI mit Gerätewagen

Kombinationsträger aus EKG-Vakuumanlage DT80 T und Gerätewagen I

Teleskopierbarer Tragarm, kleine Vakuumanlage, Einhand-Bedienteil mit vier Druckstufen und Ausblasautomatik

Ein stabiler Gerätewagen mit großzügigen Ablageflächen

Vier Rollen Ø 10cm, davon 2 arretierbar

3 Ablageborden
Gerätewagen ausbaufähig

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-324	DT80 TI	10x Vakumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-325	DT80 TI	6x Vakumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT80 T mit Gerätewagen H



Die DT80 TH mit Gerätewagen

Eine Kombination aus EKG-
Vakuumanlage DT80 T und
Gerätewagen H

Wendiger Wagen mit kleiner
Vakuumanlage und teleskopierbarem
Tragarm

[Abbildung Gerätewagen
mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-326	DT80 TH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen H ;1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-327	DT80 TH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen H ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT80 B



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

DT80 B

DT80 B in Tischmodellversion

Eine kleine Vakuumeinheit mit großem Tragarm, konzipiert für die gelegentliche Anwendung in der Arztpraxis.

Hoher Bedienkomfort, Einhandbedienung und ein Tragarm mit großer Reichweite zeichnen diese Anlage aus.

Die Anlage verfügt über eine bewährte Regeltechnik in vier Druckstufen und besitzt, wie alle Strässle-Vakuumanlagen, eine Ausblasautomatik, vor und nach jeder Anwendung.

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 230 V~ 50/60 Hz; 22VA
- Vakuumbereich von 60-200 mbar
- Vierstufige Einstellung der Vakuumleistung
Druckbereichs- und Statusanzeige
- Tragarm mit integriertem Defibrillationsschutz; Schwenkbereich ca. 315°
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar
- Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm **(nur bei 4000-500 und 4000-501)**

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-500	DT80 B	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-501	DT80 B	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-510	DT80 B	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-511	DT80 B	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

©Strässle & Co

DT80 Bplus



DT80 Bplus

Die DT80 B ist auch in der plus-Version als DT80 Bplus erhältlich.

Das Gehäuse mit der Vakuumpumpe ist mit einem stabilen Klettverschluss zwischen Gehäuseboden und Grundplatte verankert.

Die Funktionsanschlüsse wie Unterdruckanschluss und Bedienteil befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses.

Plus-Wagen in sehr stabiler Ausführung
Breite 38cm, Tiefe 40cm
Vier Gleitrollen feststellbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-502	DT80 Bplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-503	DT80 Bplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT80 B mit Gerätewagen I



DT80 BI mit Gerätewagen

Kombinationsträger aus EKG-Vakuumanlage DT80 B und Gerätewagen I

Großer Tragarm, kleine Vakuumanlage, Einhand-Bedienteil mit vier Druckstufen und Ausblasautomatik

Ein stabiler Gerätewagen mit großzügigen Ablageflächen

Vier Rollen Ø 10cm, davon 2 arretierbar

3 Ablageborden
Gerätewagen ausbaufähig

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-504	DT80 BI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-505	DT80 BI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

DT80 B mit Gerätewagen H



Die DT80 BH mit Gerätewagen

Eine Kombination aus EKG-Vakuumanlage DT80 B und Gerätewagen H

Wendiger Wagen mit kleiner Vakuumanlage und großem Tragarm

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-506	DT80 BH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen H 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-507	DT80 BH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

DT80 C

DT80 C in Tischmodellversion

Eine kleine Vakuumeinheit mit großem Tragarm, konzipiert für die gelegentliche Anwendung in der Arztpraxis.

Hoher Bedienkomfort, Einhandbedienung und ein Tragarm mit großer Reichweite zeichnen diese Anlage aus.

Die Anlage verfügt über eine bewährte Regeltechnik in vier Druckstufen und besitzt, wie alle Strässle-Vakuumanlagen, eine Ausblasautomatik, vor und nach jeder Anwendung.

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 230 V~ 50/60 Hz; 22VA
- Vakuumbereich von 60-200 mbar
- Vierstufige Einstellung der Vakuumeistung
Druckbereichs- und Statusanzeige
- Tragarm mit integriertem Defibrillationsschutz; Schwenkbereich ca. 315° 120/240cm
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar
- Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm (**nur bei 4000-312 und 4000-308**)

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-312	DT80 C	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-308	DT80 C	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-354	DT80 C	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-355	DT80 C	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

DT80 Cplus



DT80 Cplus

Die DT80 C ist auch in der plus-Version als DT80 Cplus erhältlich.

Das Gehäuse mit der Vakuumpumpe ist mit einem stabilen Klettverschluss zwischen Gehäuseboden und Grundplatte verankert.

Die Funktionsanschlüsse wie Unterdruckanschluss und Bedienteil befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses.

Plus-Wagen in sehr stabiler Ausführung
Breite 38cm, Tiefe 40cm
Vier Gleitrollen feststellbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-313	DT80 Cplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-309	DT80 Cplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT80 C mit Gerätewagen I



[Abbildung Gerätewagen
mit Sonderausstattung]

DT80 CI mit Gerätewagen

Tragarm C
Kombinationsträger aus EKG-Vakuumanlage
DT80 und Gerätewagen I

Besonders robuster großer Tragarm, kleine
Vakuumanlage, Einhand-Bedienteil mit vier
Druckstufen und Ausblasautomatik

Ein stabiler Gerätewagen mit großzügigen
Ablageflächen

Vier Rollen Ø 10cm, davon 2 arretierbar

3 Ablagebuden
Gerätewagen ausbaufähig

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-314	DT80 CI	10x Vakumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-315	DT80 CI	6x Vakumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

DT80 C mit Gerätewagen H



Die DT80 CH mit Gerätewagen

Eine Kombination aus EKG-Vakuumanlage DT80 C und Gerätewagen H

Wendiger Wagen mit robustem großem Tragarm und kleiner Vakuumanlage

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-316	DT80 CH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen H ;1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-317	DT80 CH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen H ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT80 CL



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

DT80 CL

Die DT80 CL ist ein Tischmodell in Stahlarmausführung mit Verlängerung.

Die Verlängerung beträgt 30 cm und ist mit zwei Rastbolzen ausgestattet.

Die jeweils 90° rastbaren Schwenkpositionen ermöglichen praktisches Arbeiten bei vergrößerter Reichweite.

Tischklemme mit Fixierbereich von 20-55mm (**nur bei 4000-319 und 4000-318**)

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-319	DT80 CL	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-318	DT80 CL	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-356	DT80 CL	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung	
4000-357	DT80 CL	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung	

DT80 CL Wandversion



*[Abbildung mit
Sonderausstattung,
Tisch ist nicht im
Lieferumfang enthalten]*

DT80 CLW

Wandmodell, fest an einer Position
montierbar, wie abgebildet

Der Tragarm, flexibel,
in 90° Schwenkpositionen rastbar
Einhandbedienung
DT80-Technologie

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-311	DT80 CLW	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CLW mit integrierter Wandhalterung; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-310	DT80 CLW	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CLW mit integrierter Wandhalterung; 1x Vakuumeinheit DT80; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT80 CL mit Gerätewagen I



DT80 CLI mit Gerätewagen

Die verlängerte C-Version montiert auf Gerätewagen I. Verlängerung und rastbare Schwenkpositionen ermöglichen praktisches Arbeiten mit robustem Gerät.

Verlängerung 30cm, zwei Rastbolzen je 90° Schwenkpositionen.

3 Ablageborden

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-329	DT80 CLI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-328	DT80 CLI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray



DT80 CLH mit Gerätewagen

Die DT80 CL, eine verlängerte C-Version, ist auch auf dem Gerätewagen H erhältlich.

Verlängerung 30cm, zwei Rastbolzen je 90° Schwenkpositionen

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-331	DT80 CLH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-330	DT80 CLH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT80 mit Bedienteil und Halter; 1x GerätewagenH; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

DT100 T EKG – Vakuumanlage mit Tischhalterung

Bewährtes Tischmodell zum Anklebmen **mit Tischklemme** an Tischen, Arbeitsplatten, usw. Das Gerät verfügt über einen teleskopierbaren, flexiblen Tragarm, eine großvolumige Vakuumpumpe mit Ausblasfunktion und geregelter Vakuumtechnik. Akkuversion möglich

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 115/230 V~ 50/60 Hz; 50VA
- Vakuumbereich von 60-260 mbar; vierstufige Einstellung der Vakuumeistung; Druckbereichs- und Statusanzeige
- Tragarm mit integriertem Defibrillationsschutz; Schwenkbereich ca. 360°
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar
- Optional mit Akku
- 6h Akkubetrieb möglich
- **Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm**

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-264	DT100 T	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-262	DT100 T	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverionen:

4000-265	DT100A T	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-263	DT100A T	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x TragarmT; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

DT100 T



DT100 T EKG – Vakuumanlage ohne Tischhalterung

Das Gerät verfügt über einen teleskopierbaren, flexiblen Tragarm, eine großvolumige Vakuumpumpe mit Ausblasfunktion und geregelter Vakuumtechnik.
Akkuversion möglich

[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch und Tischhalterung sind nicht im Lieferumfang enthalten]

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 115/230 V~ 50/60 Hz; 50VA
- Vakuumbereich von 60-260 mbar; vierstufige Einstellung der Vakuumleistung; Druckbereichs- und Statusanzeige
- Tragarm mit integriertem Defibrillationsschutz; Schwenkbereich ca. 360°
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar
- Optional mit Akku
- 6h Akkubetrieb möglich
- **ohne Halterung**

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-358	DT100 T	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-359	DT100 T	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Akkuversionen:

4000-360	DT100A T	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-361	DT100A T	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co

DT100 Tplus



DT100 Tplus

Der teleskopierbare Tragarm T für die mobile praxisorientierte Lösung

Standmodellversion, Transportwagen mit integrierter großer Vakuumanlage

Mobile Einsatzmöglichkeit

Plus-Wagen in sehr stabiler Ausführung

Breite 38cm, Tiefe 40cm

Vier Gleitrollen feststellbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-275	DT100 Tplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-273	DT100 Tplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverversionen:

4000-276	DT100A Tplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-274	DT100A Tplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co

DT100 T mit Gerätewagen I



[Abbildung Gerätewagen
mit Sonderausstattung]

DT100 TI mit Gerätewagen

Die teleskopierbare Tragarmversion DT100 auf Gerätewagen I

Der großflächige Ablageboden mit umlaufendem Rand bietet wertvollen elektromedizinischen Geräten sicheren Stand. Abgerundete Ecken schützen vor Verletzungen.

Die Oberflächen sind reinigungsfreundlich und resistent gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel.

Der Schiebe-Hebegriff erleichtert das Bewegen und Anheben des Gerätewagens. Große Doppellenkrollen Ø 100mm sorgen für hohen Bewegungskomfort.

Arretierbare Rollen

3 Ablageborden

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-269	DT100 TI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-271	DT100 TI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverversionen:

4000-270	DT100A TI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-272	DT100A TI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

©Strässle & Co

DT100 T mit Gerätewagen H



DT100 TH mit Gerätewagen

Teleskoptragarm DT100 in Verbindung mit Gerätewagen H

Diese Kombination eignet sich auch als Klinikversion
Sehr wendiger und stabiler Geräteträger für EKG-Gerät und Vakuumanlage.

Arretierbare Vorderrollen

Schaltbare 4-fach Steckdosenleiste

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-283	DT100 TH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-285	DT100 TH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverversionen:

4000-284	DT100A TH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-286	DT100A TH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm T; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de

©Strässle & Co



DT100 B EKG – Vakuumanlage mit Tischhalterung

Bewährtes Tischmodell zum Anklebmen **mit Tischklemme** an Tischen, Arbeitsplatten, usw. Das Gerät verfügt über einen weitreichenden, flexiblen Tragarm, eine großvolumige Vakuumpumpe mit Ausblasfunktion und geregelter Vakuumtechnik. Akkuversion möglich

[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 115/230 V~ 50/60 Hz; 50VA
- Vakuumbereich von 60-260 mbar; vierstufige Einstellung der Vakuumleistung; Druckbereichs- und Statusanzeige
- Tragarm mit integriertem Defibrillationsschutz; Schwenkbereich ca. 315°
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmateriale Silikon; einzeln, von außen austauschbar
- Optional mit Akku
- 6h Akkubetrieb möglich
- **Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm**

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-464	DT100 B	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-462	DT100 B	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverionen:

4000-465	DT100A B	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-463	DT100A B	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

©Strässle & Co

DT100 B



DT100 B EKG – Vakuumanlage ohne Tischhalterung

Das Gerät verfügt über einen weitreichenden, flexiblen Tragarm, eine großvolumige Vakuumpumpe mit Ausblasfunktion und geregelter Vakuumtechnik.

Akkuverision möglich

[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch und Tischhalterung sind nicht im Lieferumfang enthalten]

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 115/230 V~ 50/60 Hz; 50VA
- Vakuumbereich von 60-260 mbar; vierstufige Einstellung der Vakuumeistung; Druckbereichs- und Statusanzeige
- Tragarm mit integriertem Defibrillationsschutz; Schwenkbereich ca. 315°
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmateriale Silikon; einzeln, von außen austauschbar
- Optional mit Akku
- 6h Akkubetrieb möglich
- **ohne Halterung**

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-479	DT100 B	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-477	DT100 B	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Akkuverisionen:

4000-480	DT100A B	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-478	DT100A B	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de

©Strässle & Co

DT100 Bplus



DT100 Bplus

Die mobile Lösung für den praxisorientierten Einsatz

Standmodellversion, Transportwagen mit integrierter Vakuumanlage DT100

Mobile Einsatzmöglichkeit

Plus-Wagen in sehr stabiler Ausführung
Breite 38cm, Tiefe 40cm
Vier Gleitrollen feststellbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-475	DT100 Bplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-473	DT100 Bplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverversionen:

4000-476	DT100A Bplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-474	DT100A Bplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

DT100 B mit Gerätewagen I



DT100 BI mit Gerätewagen

Der großflächige Ablageboden mit umlaufendem Rand bietet wertvollen elektromedizinischen Geräten sicheren Stand. Abgerundete Ecken schützen vor Verletzungen.

Die Oberflächen sind reinigungsfreundlich und resistent gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel.

Der Schiebe-Hebegriff erleichtert das Bewegen und Anheben des Gerätewagens. Große Doppellenkrollen Ø 100mm sorgen für hohen Bewegungskomfort.

Arretierbare Rollen

3 Ablageboden

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-469	DT100 BI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-471	DT100 BI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuversionen:

4000-470	DT100A BI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-472	DT100A BI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de

©Strässle & Co

DT100 B mit Gerätewagen H



[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

DT100 BH mit Gerätewagen

EKG-Vakuumanlage mit
Gerätewagen H

Diese Kombination eignet sich auch als
Klinikversion.

Sehr wendiger und stabiler Geräteträger für
EKG-Gerät und Vakuumanlage.

Arretierbare Vorderrollen

Schaltbare 4-fach Steckdosenleiste

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-483	DT100 BH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-485	DT100 BH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuversionen:

4000-484	DT100A BH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-486	DT100A BH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm B; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

©Strässle & Co

DT100 C



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

DT100 C EKG-Vakuumanlage mit Tischhalterung

Die DT100 C ist eine EKG-Vakuumanlage zur Montage an Tischen, Arbeitsplatten, Gerätewägen, usw.

Die DT100 C ist eine EKG-Vakuumanlage in Tischmodellversion. Sie ist entstanden, um den Anforderungen im modernen Klinikalltag unter oft harten Einsatzbedingungen gerecht zu werden.

Der Tragarm ist in Stahlausführung und hat eine flexibel austarierende Gelenkeinheit, die mit einem Arretierknopf mit Raste für jeweils 90° Schwenkpositionen ausgerüstet ist.

Sämtliche Funktionen stehen in bewährter DT100-Technologie zur Verfügung.

Ausblasfunktion sowie vier geregelte Druckstufen und eine großvolumige Pumpeneinheit sind selbstverständlich.

Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-201	DT100 C	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-202	DT100 C	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuversionen:

4000-203	DT100A C	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-204	DT100A C	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

DT100 C



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch und Tischhalterung sind nicht im Lieferumfang enthalten]

DT100 C EKG-Vakuumanlage ohne Tischhalterung

Sie ist entstanden, um den Anforderungen im modernen Klinikalltag unter oft harten Einsatzbedingungen gerecht zu werden.

Der Tragarm ist in Stahlausführung und hat eine flexibel austarierende Gelenkeinheit, die mit einem Arretierknopf mit Raste für jeweils 90° Schwenkpositionen ausgerüstet ist.

Sämtliche Funktionen stehen in bewährter DT100-Technologie zur Verfügung.

Ausblasfunktion sowie vier geregelte Druckstufen und eine großvolumige Pumpeneinheit sind selbstverständlich.

- ohne Halterung

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-366	DT100 C	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-367	DT100 C	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Akkuversionen:

4000-368	DT100A C	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-369	DT100A C	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

DT100 Cplus



DT100 Cplus

Standmodellversion in robuster
Stahlausführung

Der Tragarm ist mittig in vier
Anordnungen montierbar

Der Tragarm selbst ist flexibel in 90°
Schwenkpositionen rastbar

Austarierende Gelenkeinheit

Bewährte DT100-Technologie
Einhandbedienung über Bedienmodul

Plus-Wagen in sehr stabiler Ausführung
Breite 38cm , Tiefe 40cm
Vier Gleitrollen feststellbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-207	DT100 Cplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-205	DT100 Cplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

Akkuversionen:

4000-208	DT100A Cplus	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-206	DT100A Cplus	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen plus; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de

©Strässle & Co

DT100 C mit Gerätewagen I



[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

DT100 CI mit Gerätewagen

Eine Kombination aus EKG-Vakuumanlage DT100 C und Gerätewagen I

Großzügige Ablageflächen
3 Ablageböden
Wagen ausbaufähig

Tragarm in robuster Stahlausführung
bewährte DT100-Technologie

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-213	DT100 CI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-215	DT100 CI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuversionen:

4000-214	DT100A CI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-216	DT100A CI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

DT100 C mit Gerätewagen H



[Abbildung Gerätewagen
mit Sonderausstattung]

DT100 CH mit Gerätewagen

DT100 in Stahlarmausführung auf
H-Wagen. Sehr wendig und stabil.

Kombinationsträger für EKG-Gerät und
EKG-Vakuumanlage

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-217	DT100 CH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-219	DT100 CH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuversionen:

4000-218	DT100A CH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-220	DT100A CH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m; 1x Tragarm C; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co

DT100 CL



DT100 CL mit Tischhalterung

Die DT100 CL ist eine EKG-Vakuumanlage zur Montage an Tischen, Arbeitsplatten, Gerätewägen in Stahlarmausführung mit Verlängerung.

Die Verlängerung beträgt 30 cm und ist mit zwei Rastbolzen ausgestattet.

Die jeweils 90° rastbaren Schwenkpositionen ermöglichen praktisches Arbeiten bei vergrößerter Reichweite.

Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm

*[Abbildung mit
Sonderausstattung,
Tisch ist nicht im
Lieferumfang enthalten]*

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-221	DT100 CL	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-223	DT100 CL	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverversionen:

4000-222	DT100A CL	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-224	DT100A CL	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Tischhalterung ; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

DT100 CL



DT100 CL ohne Tischhalterung

Die DT100 CL ist eine EKG-Vakuumanlage in Stahlarmausführung mit Verlängerung.

Die Verlängerung beträgt 30 cm und ist mit zwei Rastbolzen ausgestattet.

Die jeweils 90° rastbaren Schwenkpositionen ermöglichen praktisches Arbeiten bei vergrößerter Reichweite.

- ohne Halterung

[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch und Tischhalterung sind nicht im Lieferumfang enthalten]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-370	DT100 CL	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-371	DT100 CL	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Akkuversionen:

4000-372	DT100A CL	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung
4000-373	DT100A CL	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray; ohne Halterung

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co

DT100 CL Wandversion



*[Abbildung mit
Sonderausstattung,
Tisch ist nicht im
Lieferumfang enthalten]*

DT100 CLW

Wandmodell, fest an einer Position
montierbar, wie abgebildet

Der Tragarm, flexibel,
in 90° Schwenkpositionen rastbar
Einhandbedienung
DT100-Technologie

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-233	DT100 CLW	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CLW mit integrierter Wandhalterung; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-235	DT100 CLW	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CLW mit integrierter Wandhalterung; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT100 CLI



DT100 CLI mit Gerätewagen

Die verlängerte C-Version montiert auf Gerätewagen I. Verlängerung und rastbare Schwenkpositionen ermöglichen praktisches Arbeiten mit robustem Gerät.

Verlängerung 30cm, zwei Rastbolzen je 90° Schwenkpositionen.

3 Ablageborden

[Abbildung Gerätewagen mit Sonderausstattung]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-225	DT100 CLI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-227	DT100 CLI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x TragarmCL; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuversionen:

4000-226	DT100A CLI	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-228	DT100A CLI	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen I; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de

©Strässle & Co



[Abbildung Gerätewagen
mit Sonderausstattung]

DT100 CLH mit Gerätewagen

Die DT100 CL, eine verlängerte C-Version, ist auch auf dem Gerätewagen H erhältlich.


Verlängerung 30cm, zwei Rastbolzen je 90° Schwenkpositionen

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-229	DT100 CLH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-231	DT100 CLH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT100; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

Akkuverversionen:

4000-230	DT100A CLH	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray
4000-232	DT100A CLH	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Tragarm CL; 1x Vakuumeinheit DT100 mit integriertem Akku ; 1x Bedienteil mit Halter; 1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray

EASY II



EASY II

Die EASY, für gelegentliche Anwendungen, besteht aus dem Verteilerkopf mit integriertem Defibrillationsschutz, den Elektrodensaugleitungen, der Unterdruck-Patientenleitung, der Vakuumeinheit und dem Einhand-Bedienmodul.

Die Unterdruck-Patientenleitung beginnt am Verteilerkopf und mündet mit dem Schlauchende im Anschlussstutzen an der Rückseite des Vakuumgehäuses.

Der 15polige Stecker führt zum EKG. Das Bedienteil mit 4-stufiger Druckfunktion und LED-Information führt ebenfalls rückseitig in das Vakuumgehäuse.

Das Gerät verfügt über eine automatische Ausblasfunktion, vor und nach jeder Anwendung.

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 230 V~ 50/60 Hz; 22VA
- Vakuumbereich von 60-200 mbar; Vierstufige Einstellung der Vakuumleistung; Druckbereichs- und Statusanzeige
- Patientenkel mit integriertem Defibrillationsschutz;
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-405	EASY II	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Vakuumeinheit EASY mit Bedienteil und Halter; 1x Patientenkel mit Verteiler; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-406	EASY II	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Vakuumeinheit EASY mit Bedienteil und Halter; 1x Patientenkel mit Verteiler; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	
4000-407	EASY II	10x Vakuumelektrode 1,3m ; 1x Vakuumeinheit EASY mit Bedienteil und Halter; 1x Patientenkel mit Verteiler; 1x Netzkabel; 250ml Elektrodenspray	

DT Basic und DT Basic T



Anwendung mit Klebeelektroden

DT Basic

Speziell für die Anwendung mit Klebeelektroden. Die kompakte Version für den praktikablen Einsatz speziell bei beengten Raumsituationen.

Das arretierende Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150 Grad, der gedämpfte horizontale Schwenkradius beträgt 360 Grad.

Inkl. Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm

[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-091	DT Basic	1x Tragarm Basic; 1x Patientenkabel mit Verteiler Basic; 1x Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4; 1x Tischhalterung



[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]

DT Basic T

Die Ausziehbare. Speziell für die optimierte Anwendung mit Klebeelektroden. Raumgreifend oder kompakt bietet der teleskopierbare Tragarm eine schnelle Anwendung.

Die Funktionalität und das Design spiegeln die aktuellen Anforderungen an einen intelligenten Tragarm. Er lässt sich stufenlos von 84 cm auf 132 cm ausziehen.

Das arretierende Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150 Grad, der gedämpfte horizontale Schwenkradius beträgt 360 Grad.

Inkl. Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-090	DT Basic T	1x Tragarm Basic T; 1x Patientenkabel mit Verteiler Basic T; 1x Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4; 1x Tischhalterung

Gerätewagen I

-Ansicht Rückseite-



[Abbildung mit Sonderausstattung]

Gerätewagen Grundausstattung:

- drei Ablagebuden
- vier Doppelrollen Ø 10cm, davon zwei arretierbar
- ! Ohne Halterung für Tragarm (Zusatzausstattung)!

Gerätewagen Sonderausstattung:

- Schubfach
- Steckdosenleistenbefestigung mit Kabelaufwickelhilfe
- Steckdosenleiste

Technische Daten:

Höhe Arbeitsplatte:	82 cm
Höhe Boden-Ablage:	14,5 cm
Arbeitsplatten Größe:	
Länge x Breite	49 x 50 cm

Gewicht:

max. Zuladung	150 kg
max. Zuladung pro Ablage	50 kg

Best.-Nr.	Lieferumfang/Beschreibung
4000-180	Gerätewagen I Basisgestell mit 4 Doppellenkrollen Ø 100mm, 2 davon feststellbar, 3 Ablagebuden, Schiebegriff.

Sonderausstattung

1000-257	Steckdosenleiste EUR 129,- 6-fach mit Schalter
1000-258	Steckdosenbefestigung EUR 70,50 mit Kabelaufwickelhilfe
1000-259	Schubfach (Innenraum-Höhe 85 mm)
1000-260	Zusätzlicher Ablageboden

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co

Gerätewagen H

Gerätewagen H

Die Tischhöhe beträgt 91 cm
Die Tischfläche hat die Maße 47x34 cm
Grundfläche und Tischfläche jeweils in
Kunststoffausführung.

Inklusive Halterung für Tragarm

Arretierbare Vorderrollen

Maximale Belastung der Flächenböden
mit jeweils 15kg

Der Wagen ist mit einer 4-fach
Steckdosenleiste mit Schalter
ausgestattet.

-Vorderseite-



-Rückseite-



[Abbildung ähnlich]

4 Doppellenkrollen



Best.-Nr.	Lieferumfang/Beschreibung	
4000-179	1x Gerätewagen H; 1x Netzkabel;	
1000-514	1x Schubfach für Gerätewagen	
1000-515	1x Zusätzliche Ablageplatte	

Plus-Wagen



[Abbildung mit
Sonderausstattung]

Plus-Wagen

Rollstativ in sehr stabiler
Ausführung
Breite 38cm, Tiefe 40cm
Vier Gleitrollen feststellbar


zur Aufnahme der Tragarm-
Varianten B, C und T

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-456	Plus-Wagen DT100/DT80 BCT	1x Plus-Wagen -C&T mit Zubehör; 2x Inbusschraube	

Montagesätze

Montagesatz 1

Eckabstand 1 92 mm
 Eckabstand 2 100 mm
 Eckabstand 3 50 mm
 Bohrdurchmesser 5,5 mm




Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-463	Montagesatz 1 DT100/DT80 BCT	1x Halterung; 2x Inbusschraube	

Montagesatz 2

Eckabstand 1 92 mm
 Eckabstand 2 100 mm
 Eckabstand 3 50 mm
 Bohrdurchmesser 5,5 mm




Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-464	Montagesatz 2 DT100/DT80 BCT	1x Halterung; 2x Inbusschraube	

Montagesatz 3

Eckabstand 1 50 mm
 Eckabstand 2 92 mm
 Eckabstand 3 100 mm
 Bohrdurchmesser 5,5 mm



Anwendungsbeispiel


Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-465	Montagesatz 3 DT100/DT80 BCT	1x Halterung; 2x Inbusschraube	

Montagesatz 4

Halterung mit Vierkant-Mutter M6, 10x10x5
Für vertikale T-Nut-Profile, senkrechte Einführung

Vorderansicht

Rückansicht



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-466	Montagesatz 4 DT100/DT80 BCT	1x Halterung; 2x Inbusschraube Befestigungsmaterial	

Montagesatz 5

Halterung für vertikale T-Nut-Profile
Senkrechte Einführung

Vierkant-Mutter M8, 13x13x 4

Vorderansicht

Rückansicht




Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-467	Montagesatz 5 DT100/DT80 BCT	1x Halterung; 2x Inbusschraube Befestigungsmaterial	

Montagesatz 6

Stabile Seitenbefestigung an vertikalen Vierkantprofilen
rechts-/links -seitige Verwendung
Flansch 92mm x 57mm

Bohrungen für M6 Senkkopfschrauben



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-468	Montagesatz 6 DT100/DT80 BCT	1x Halterung; 2x Inbusschraube	

Montagesatz 7

Befestigung an horizontalem Vierkantrrohr
24mm x 24mm





Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-469	Montagesatz 7 DT100/DT80 BT	1x Halterung; 2x Inbusschraube	

Montagesatz 8

Halterung für 10mm Profilschienen

Schrauben-Abstand 1 70mm
Schrauben-Abstand 2 64mm
Inbusschraube M6x12





Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-460	Montagesatz 8 DT100/DT80 BCT für Cardiomobil/Cardiocart	1x Halterung; 2x Inbusschraube Befestigungsmaterial	

Montagesatz 9

Halterung mit Gegendruckplatte und Gewindebohrungen

Schrauben-Abstand 1 70mm
Schrauben-Abstand 2 64mm
Inbusschraube M6x12



Anwendungsbeispiel
-Rückseite-


Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-461	Montagesatz 9 DT100/DT80 BCT für Vacucar	1x Halterung; 2x Inbusschraube 1x Gegendruckplatte Befestigungsmaterial	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co

Montagesatz 10



Montageblech



Pumpenhalter



Armhalterung

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-458	Montagesatz für CS200I DT100 BT	1x Armhalterung; 2x Inbusschraube 1x Montageblech 1x Pumpenhaltersatz mit Befestigungsmaterial	

Montagesatz 12



Montageblech Pumpe



Armhalterung

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-471	Montagesatz DT100 BCT für CS200 II (Excellence)	1x Armhalterung; 2x Inbusschraube Befestigungsmaterial 1x Montageblech	

Montagesatz 13



Montageblech Pumpe



Pumpenhalter



Armhalterung

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-472	Montagesatz DT100 BCT für CS200 II (Facelift)	1x Armhalterung; 2x Inbusschraube 1x Pumpenhaltersatz; Befestigungsmaterial; 1x Montageblech	

Montagesatz 14



Armhalterung



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-158	Montagesatz 14 DT100/DT80 BCT	1x Armhalterung 2x Inbusschraube 2x Sechskantschraube	

Montagesatz 15



Arm- und Pumpenhalterhalterung, Gewichtsplatten



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-473	Montagesatz 15 DT100 BCT	1x Arm- und Pumpenhalterung 2x Inbusschraube 1x Pumpenhaltersatz; 2x Gewichtsplatte Befestigungsmaterial	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co

Montagesatz 16

Montage an Trägerschiene

(für Normschiene 25mm x 10mm)



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-152	Montagesatz 16 DT100/DT80 BCT	1x Armhalterung 2x Inbusschraube	

Montagesatz 17

Halterung 90° gedreht



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-153	Montagesatz 17 DT100/DT80 BCT	1x Armhalterung 2x Inbusschraube	


Tischhalterung



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-457	Tischhalterung DT100/DT80 BCT	1x Armhalterung 2x Inbusschraube	


Wandhalterung für Tragarm

(Abmessungen BxH 160x 320 mm)



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-149	Wandhalterung für Tragarm DT100/DT80 BT	1x Wandhalterung 2x Inbusschraube Befestigungsmaterial	

Wandhalterung für Vakuumeinheit DT80



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-308	Wandhalterung für Vakuumeinheit DT80	1x Grundblech 2x Pumpenhalterbügel DT80 2x Anschlagwinkel DT80	

Wandhalterung für Vakuumeinheit DT100



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-309	Wandhalterung für Vakuumeinheit DT100	1x Grundblech 2x Pumpenhalterbügel	


Sonderzubehör

Elektrodendistanzhaltersatz




Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
1000-160	Elektrodendistanzhaltersatz	Set 2x 2er Halter; 2x 3er Halter	

Saugleitungshalter für Tragarm B



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-104	Saugleitungshalter B DT100 B/DT80 B	für Tragarm B; Satz bestehend aus: Halter und Sicherungsbügel, mit Befestigungsmaterial	

Saugleitungshalter A&C



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-126	Saugleitungshalter A&C DT100/DT100 C/DT80/DT80 C	2x Saugleitungshalter selbstklebend	

Saugleitungshalter für Tragarm C



Anwendungsbeispiel



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-123	Saugleitungshalter C DT100 C/DT80 C	1x Saugleitungshalter 1x Sicherungsbügel mit Befestigungsmaterial	

Saugleitungshalter für Tragarm T



Anwendungsbeispiel



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-105	Saugleitungshalter T DT100 T/DT80 T	für Tragarm T; Satz bestehend aus: Halter und Sicherungsbügel, mit Befestigungsmaterial	

Gewicht für Patienten-kabel T



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-106	Gewicht f. Patienten-kabel T DT100 T/DT80 T	für Patienten-kabel T; Satz bestehend aus: 1x Gewicht, 5x O-Ring	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

©Strässle & Co

Sonderzubehör für Tragarm T



Bügel A und B zum Festschrauben für Tragarm T



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-068	Bügel verschraubbar für Tragarm T	1x Bügel A zum Anschrauben 1x Bügel B zum Anschrauben	

Sicherungsbügelset für Klammer an Tragarm T



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
3000-069	Sicherungsbügelset für Klammer T	1x Sicherungsbügel mit Montageschrauben	

Verbrauchsmaterial

Zur Oberflächenreinigung und Desinfektion

Eigenschaften

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- Vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- Umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MSRA), tuberkulozid und fungizid (inkl. Schimmelpilze)
- Einwirkzeit nur 1min



1000-352



1000-354



1000-351



1000-327

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
1000-352	Schnelldesinfektionsmittel	100 Stück Reinigungstücher mit Spender	
1000-354	Schnelldesinfektionsmittel	250ml Sprühflasche	
1000-351	Schnelldesinfektionsmittel	5l Kanister	
1000-327	Schnelldesinfektionsmittel	750 ml Schaumsprühflasche	

Elektrodenspray

Gut leitend, für hervorragende Ableitungsqualität und lange Lebensdauer der Elektroden



1000-158



1000-159

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung	
1000-158	Elektrodenspray	250ml Sprühflasche	
1000-159	Elektrodenspray	3,8l Kanister mit Ersatz-Sprühflasche	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

©Strässle & Co

Saugleitungen



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-002	Ersatzelektrode 1m	1x Silber-Silberchlorid-Elektrode 1m
4000-004	Ersatzelektrode 1,3m	1x Silber-Silberchlorid-Elektrode 1,3m


Saugleitungssätze

4000-001	Elektrodensatz 1m	10x Silber-Silberchlorid-Elektroden 1m mit Codierscheiben
4000-003	Elektrodensatz 1,3m	10x Silber-Silberchlorid-Elektroden 1,3m mit Codierscheiben
4000-005	Elektrodensatz 1m/1,3m	6x Silber-Silberchlorid-Elektroden 1m mit Codierscheiben (C1-C6) 4x Silber-Silberchlorid-Elektroden 1,3m mit Codierscheiben (R,L,F,N)

Codierscheiben für Saugleitungen



Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
2000-159	Codierscheibensatz	Je 1x R,L,F,N,C1,C2,C3,C4,C5,C6



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
2000-646	Codierscheibensatz mit Kennzeichner	Für je 1x R,L,F,N,C1,C2,C3,C4,C5,C6

Leitungen für Klebeelektroden



Best.-Nr.	Typ		Lieferumfang/Beschreibung	
4000-101	Ersatzelektrode 1m	C1	1x Druckknopf - Elektrode 1m	
4000-102	Ersatzelektrode 1m	C2	1x Druckknopf - Elektrode 1m	
4000-103	Ersatzelektrode 1m	C3	1x Druckknopf - Elektrode 1m	
4000-104	Ersatzelektrode 1m	C4	1x Druckknopf - Elektrode 1m	
4000-105	Ersatzelektrode 1m	C5	1x Druckknopf - Elektrode 1m	
4000-106	Ersatzelektrode 1m	C6	1x Druckknopf - Elektrode 1m	
4000-107	Ersatzelektrode 1,3m	F	1x Druckknopf - Elektrode 1,3m	
4000-108	Ersatzelektrode 1,3m	N	1x Druckknopf - Elektrode 1,3m	
4000-109	Ersatzelektrode 1,3m	L	1x Druckknopf - Elektrode 1,3m	
4000-110	Ersatzelektrode 1,3m	R	1x Druckknopf - Elektrode 1,3m	

Leitungssatz für Klebeelektroden

4000-100	Elektrodensatz 1m/1,3m		6x Druckknopf - Elektrode 1m mit Codierung (C1-C6) 4x Druckknopf - Elektrode 1,3m mit Codierung (R,L,F,N)	
----------	------------------------	--	--	--

I. Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen für alle Vertragspartner**1. Preise**

Die vereinbarten Preise sind Nettopreise ab Albstadt, exklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, derzeit 19 % und exklusive Transport. Der Abzug von Skonto ist ausgeschlossen. Es gilt der jeweils gültige Listenpreis.

2. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind, soweit keine anderen Abmachungen getroffen werden, innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug (Skonto) zahlbar.

3. Verzug

Bei Zahlungsverzug werden unbeschadet weitergehender Rechte Verzugszinsen in Höhe von 10 % jährlich berechnet, es sei denn, der Kunde weist einen geringeren Verzugschaden nach.

4. Rücktritt

Kommt der Käufer mit seiner Zahlungspflicht in Verzug, sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen sowie die Ware zurückzunehmen. Der Käufer ist zum Rücktritt vom Vertrag bei Nichteinhaltung einer verbindlich zugesagten Lieferfrist erst dann berechtigt, wenn er uns schriftlich eine Nachfrist von 2 Wochen mit Ablehnungsandrohung geschickt hat. Höhere Gewalt und sonstiges unverschuldetes Unvermögen berechtigen uns, außer zum Rücktritt vom Vertrag, zur Verlängerung der Lieferfrist um die Dauer der Störung. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von 6 Wochen, so ist auch der Käufer berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

5. Gewährleistung

Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Rahmen der Gewährleistung ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung bleibt dem Käufer das Recht vorbehalten, Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Unsere Garantieleistungen setzen voraus, dass das System jederzeit vorschriftsmäßig (vgl. Bedienungsanleitung, auf dem Gerät angebrachte Hinweise, sonstige Begleitunterlagen) benutzt worden ist (Lagerung, Transport, Geräteanschluss). Auf Verschleißmittel, hierzu gehören insbesondere die Elektrodenleitungen mit Anbauteilen, besteht kein Garantieanspruch. Gewährleistungsansprüche für Sachmängel unserer Produkte verjähren innerhalb eines Jahres ab Übergabe; die Regelung gemäß Punkt I, 7 bleibt unberührt.

6. Haftung

Der Einsatz unserer Produkte und deren Verwendung zu einem bestimmten Zweck ist ausschließlich Sache des Käufers und erfolgt auf dessen eigene Verantwortung. In keinem Fall haften wir für Schäden, die sich direkt oder indirekt durch unsachgemäßen Gebrauch, Störungen oder Betriebsausfall ergeben. Ausgeschlossen ist insbesondere die Haftung für Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder Ersatzansprüche Dritter, soweit dies nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist.

7. Schadensersatzansprüche

Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Pflichtverletzung, unerlaubter Handlung oder aus sonstigen Gründen sind ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, die Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder einer Garantie vorliegen oder wir nach den Bestimmungen des Produkthaftpflichtgesetzes zwingend haften. Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. In allen Fällen ist unsere Ersatzpflicht beschränkt auf den typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schaden.

8. Angebote

Nur bei Verträgen über Warenlieferungen mit Verbrauchern sind wir 4 Monate ab Vertragsschluss an die mit dem Kunden schriftlichen vereinbarten Preise gebunden. Ist vorgesehen, dass die Lieferungen 4 Monate nach Vertragsschluss noch nicht abgeschlossen sind, wird bei Änderung der damals maßgeblichen Verhältnisse die jeweils gültige Preisliste anwendbar, bei Preiserhöhungen nur dann, wenn sie im Verhältnis zu den Veränderungen angemessen sind.

9. Aufrechnung

Die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen ist ausgeschlossen.

10. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, behalten wir uns das Eigentum an allen gelieferten und eingebauten Teilen vor. Bei Zugriffen Dritter auf unter Eigentumsvorbehalt stehender Ware, insbesondere durch Pfändungen oder einen Gerichtsvollzieher, wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Kunde.

II. Besondere zusätzliche Geschäftsbedingungen für Kaufleute im Rahmen ihres Handelsgewerbes, für juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtliche Sondervermögen

1. Die Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller mit uns geschlossenen Verträge, auch in künftigen Geschäftsverbindungen. Abweichenden Bedingungen des Kunden/Lieferanten wird widersprochen.

2. Unsere Verkaufsangebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

3. Bestellungen von Kaufleuten sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen; mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

4. Abweichend von den Bedingungen für alle Käufer gelten die am Tag der vorgenommenen Lieferung bzw. Abnahme geltenden Preislisten.

5. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

6. Eine Bezugnahme auf technische Normen stellt keine Zusicherung dar.

7. Altgeräte, zu deren Rücknahme wir gem. § 10 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten verpflichtet sind, sind vom Käufer kostenfrei an uns zurückzusenden.

8. Im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsganges dürfen unter Eigentumsvorbehalt stehende Gegenstände verarbeitet oder mit anderen Sachen verbunden und vermischt werden. An den dadurch entstehenden neuen Sachen erwerben wir Miteigentum; der Anteil berechnet sich nach dem Lieferwert der von uns gelieferten Sache. Die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Sachen sind sicher und sachgemäß aufzubewahren und gegen Diebstahl, Feuer und sonstige Gefahren zu versichern. Über sie darf nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges verfügt werden. Insbesondere dürfen sie nur dann veräußert werden, wenn, falls nicht bar bezahlt wird, das Eigentum auch den Abnehmern gegenüber vorbehalten wird und ihnen die in diesem Abschnitt enthaltenen Verpflichtungen schriftlich auferlegt werden. Alle Forderungen und Ansprüche gegen Dritte, die sich auf die in unserem Eigentum stehenden Sachen beziehen, sind sicherungshalber an uns abgetreten. An uns abgetretene Geldforderungen dürfen vom Kunden im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges im eigenen Namen, jedoch für unsere Rechnung, eingezogen werden. In anderer Weise darf über diese Forderungen nicht verfügt werden. Insbesondere dürfen sie nicht noch einmal abgetreten werden, auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Auftraggeber bestehen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Sachen oder Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Dasselbe gilt, wenn uns eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt wird und dadurch unsere Ansprüche gefährdet werden. In diesen Fällen können wir die Ermächtigung zur Veräußerung der gelieferten Sachen und zur Einziehung der an uns abgetretenen Geldforderungen widerrufen und die Forderungen selbst einziehen. Die Geltendmachung unseres Herausgabeanspruchs gemäß vorstehenden Bestimmungen oder die Pfändung einer in unserem Eigentum stehenden Sache berührt die Durchführung des Vertrages nicht, insbesondere ist dies nicht als Rücktritt vom Vertrag anzusehen. Die für uns bestehenden Sicherheiten dienen der Sicherstellung aller Forderungen gegen den Kunden. Überschreitet ihr Wert unsere Forderung um mehr als 20 %, geben wir auf Verlangen einen entsprechenden Teil der Sicherheiten nach unserer Wahl frei. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Kunden unverzüglich mitzuteilen.

9. Für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz unseres Unternehmens.

10. Der Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. Dort sind auch sämtliche Fakturen zahl- und klagbar.

11. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

12. Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsklauseln wird die Wirksamkeit aller sonstigen Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Klausel gilt eine dem Zweck wirtschaftlich möglichst nahestehende Regelung.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieser Produktkatalog ist gültig ab 01.03.2020. Alle vorherigen Produktkataloge und Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Tel.: + 49(0) 7432 22 01 86 Fax: + 49(0) 7432 22 01 89 email: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de ©Strässle & Co