


FLEXIBEL DT 100 T

DT 100 T*

Die Ausziehbare.
Gerade für beengte
Raumsituationen bie-
tet der teleskopierbare
Tragarm die Möglich-
keit nach der Unter-
suchung platzsparend
versteckt zu werden.

DT 100 T*

Die Aufgeräumte.
Über kurz oder lang
wird unser teleskopier-
barer Tragarm in un-
serer Angebotspalette die
Pole-Position einneh-
men. Die platzsparende
Funktionalität wird Sie
überzeugen.



*Abbildung mit Sonderausstattung

FORMSCHÖN




DT 100 T

Die Funktionalität und das Design spiegeln die aktuellen Anforderungen an einen intelligenten Tragarm. Er lässt sich in zwei Stufen von 84 cm auf 132 cm ausziehen. Das (arretierende) Gelenk deckt vertikal einen Radius von 150 Grad ab. Die (gebremste) Tischhalterung einen Radius von 360 Grad. Der Tragarm lässt sich auch mit der kleinen Vakuumanlage DT 80 betreiben.



strässle & co



strässle & co
Medizintechnik GmbH
Primelweg 5
D-72461 Albstadt

Telefon +49(0)7432 220186
Telefax +49(0)7432 220189

info@straessle-co.de